


Placa de Bloqueio Universal

Placas em titânio, semi anatômicas de baixo perfil para osteotomia da base do metatarso e fusões de lisfranc.



Registro ANVISA
80218010043



Estas placas aceitam parafusos 2.7 e 3.5mm bloqueados e não bloqueados.

OrthoSolutions
Specialist Extremities



 **11 95586-7759**

Plantão 24h 11 97554-1824 | 11 91592-2994

Rua Palestra Itália, 73 Cj. 125 - Perdizes - São Paulo/SP - CEP: 05005-030

 | curymedical.com.br  | [curymedical](https://www.linkedin.com/company/curymedical)  | [curymedical](https://www.instagram.com/curymedical)  | [curymedical](https://www.facebook.com/curymedical)