

Cal-Cemex®

O Cal-Cemex é um substituto ósseo híbrido inovador nascido dos muitos anos de experiência da Tecres na área médica. O Cal-Cemex atende às necessidades do cirurgião que busca um biomaterial osteocondutor com alta resistência mecânica.



Osteocondutividade

A presença do β TCP confere ao Cal-Cemex, uma vez polimerizado, uma porosidade aberta que permite a passagem de fluidos por capilaridade, preservando a atividade biológica do tecido circundante e promovendo a regeneração do tecido ósseo.

Código do produto: 13A6000 (10g)



☎ 11 95586-7759

Plantão 24h ☎ 97554-1824 | ☎ 91592-2994

Rua Palestra Itália, 73 Cj. 125 - Perdizes - São Paulo/SP - CEP: 05005-030

🌐 | curymedical.com.br in | curymedical @ | curymedical f | curymedical