


DAVTOM

Dispositivo de aspiração a vácuo de tecidos ósseos e moles utilizado para biópsia.



Registro ANVISA
81585019029

Fornecido na condição estéril
ETO, pronto para uso.

Conteúdo do Kit:

- 01 Cãnula;
- 01 Mandril;
- 01 Mandril Romba;
- 01 Coletor.



☎ 11 95586-7759

Plantão 24h 11 97554-1824 | 11 91592-2994

Rua Palestra Itália, 73 Cj. 125 - Perdizes - São Paulo/SP - CEP: 05005-030

🌐 | curymedical.com.br [in|curymedical](https://www.linkedin.com/company/curymedical) [@|curymedical](https://www.instagram.com/curymedical) [f|curymedical](https://www.facebook.com/curymedical)