

Parafuso Canulado de 7mm com cabeça



Diâmetro da Rosca Distal	Tipo do Parafuso	Diâmetro da Cabeça	Diâmetro do Talo	Comprimento da Rosca		Tamanho		Diâmetro da Arruela	Fio Guia
				mínimo	máximo	mínimo	máximo		
7,0 mm	Com Cabeça Rosca Dupla	8,9 mm 8,4 mm	4,8 mm	16 mm	total	40 mm	110 mm	13,0 mm	2,4 x 230 mm
				16 mm	32 mm				



☎ 11 95586-7759

Plantão 24h 11 97554-1824 | 11 91592-2994

Rua Palestra Itália, 73 Cj. 125 - Perdizes - São Paulo/SP - CEP: 05005-030

🌐 | curymedical.com.br in | curymedical @ | curymedical f | curymedical