


Parafuso Chanfrado Hallufix Razek



Registro ANVISA: 80356130205

Especificações Técnicas

- Fabricados em liga de titânio ASTM F136 com acabamento anodizado
 - Design sem cabeça, no qual a extremidade proximal é cônica, rosqueada e angulada
- Possuem rosca total, projetada para garantir melhor estabilização da fixação
- Disponíveis nos diâmetros de 3,0 mm e 4,0 mm e em uma grande gama de comprimentos, sendo compatível com diversas estruturas ósseas e procedimentos cirúrgicos



☎ 11 95586-7759

Plantão 24h 11 97554-1824 | 11 91592-2994

Rua Palestra Itália, 73 Cj. 125 - Perdizes - São Paulo/SP - CEP: 05005-030

🌐 | curymedical.com.br in | curymedical @ | curymedical f | curymedical