

Placa em T para Fusão Geral

Placas em titânio, semi anatômicas de baixo perfil para osteotomias e fraturas do metatarso.

Registro ANVISA
80218010043



Estas placas aceitam parafusos 2.7 e 3.5mm bloqueados e não bloqueados.

OrthoSolutions
Specialist Extremities



☎ 11 95586-7759

Plantão 24h 11 97554-1824 | 11 91592-2994

Rua Palestra Itália, 73 Cj. 125 - Perdizes - São Paulo/SP - CEP: 05005-030

🌐 | curymedical.com.br | [in|curymedical](https://www.linkedin.com/company/curymedical) | [@|curymedical](https://www.instagram.com/curymedical) | [f|curymedical](https://www.facebook.com/curymedical)