


# Placa para Fusão Geral X

Placas em titânio, semi anatômicas de baixo perfil para fusões cubóide navicular, fusões de lisfranc e fusões intercuneiformes.



Registro ANVISA  
80218010043



Estas placas aceitam parafusos 2.7 e 3.5mm bloqueados e não bloqueados.

**OrthoSolutions**  
Specialist Extremities



☎ 11 95586-7759

Plantão 24h 11 97554-1824 | 11 91592-2994

Rua Palestra Itália, 73 Cj. 125 - Perdizes - São Paulo/SP - CEP: 05005-030

🌐 | curymedical.com.br    in | curymedical    @ | curymedical    f | curymedical