



SurgiBlock

O Kit Cãnula Surgiblock™ foi projetado para ajudar a aumentar o sucesso geral do bloqueio de nervos, aprimorando o controle e o manuseio durante o posicionamento da cãnula.



Projetado com ponta B-bevel (menos traumática) para equilíbrio ideal entre feedback tátil e penetração.

O eixo isolado da cãnula com uma ponta de estimulação permite a orientação e posicionamento da cãnula usando estimulação e/ou ultrassom.

Marcações centimetradas no eixo da cãnula permitem confirmação visual da profundidade de inserção.